



Jedno- i wielorazowe, zawsze innowacyjne

Czujniki SpO₂ Philips

PHILIPS

Właściwy wybór.

Philips czuje się zobowiązany do dostarczania najwyższej jakości, innowacyjnych produktów dla monitorowania pacjentów oraz nowych, innowacyjnych pomiarów parametrów fizjologicznych, takich jak SpO₂.



Oferujemy największą gamę technologii pomiarowych oraz czujników pulsoksymetrycznych na rynku aparatury do monitorowania pacjentów, co pozwala każdemu z naszych klientów wybrać rozwiązanie, które najlepiej pasuje do jego potrzeb klinicznych:

- na intensywnej terapii, intensywnej terapii kardiologicznej, intensywnej terapii noworodków, salach operacyjnych, salach reanimacyjnych oraz oddziałach dla pacjentów w łżejszych stanach,
- oferujemy modele wielorazowego oraz jednorazowego użytku,
- wersje opuszkowe, opaskowe oraz zaciskowe.

Dokładność

Wstępne pozycjonowanie diod LED zapewnia szybkie, łatwe i dokładne ustawienie. Jest to idealne rozwiązanie, zapewniające precyzyjne, rzetelne odczyty.

Niewygórowana cena

Przeznaczony do stosowania u jednego pacjenta, zarówno dorosłego, jak i dziecka, czujnik SpO₂ został zaprojektowany z myślą o stosowaniu przez średni okres pobytu pacjenta w szpitalu. Tymczasem nasze czujniki wielorazowe objęte są 12-omiesięczną gwarancją, co umożliwi znaczną redukcję kosztów. Wybierz spośród szerokiej oferty wielo- i jednorazowych czujników Philips, zoptymalizowanych pod kątem potrzeb każdego oddziału Twojego szpitala. Obniż całkowite koszty monitorowania saturacji.



Dorośli/Dzieci

- Jego konstrukcja pozwala na monitorowanie saturacji pacjenta przez cały okres pobytu w szpitalu.
- Jeden rozmiar czujnika pasuje zarówno na duże osoby dorosłe, jak i dzieci.
- Ergonomicznie ukształtowany czujnik jest skonstruowany w sposób ułatwiający jego wsunięcie na palec.



Noworodki/Dzieci/ Dorośli

- Można go mocować na stopie lub dłoni noworodka, paluchu niemowlęcia bądź jako czujnik opaskowy na palcu osoby dorosłej.



Niemowlęta

- Można go mocować na dowolnym palcu dłoni bądź stopy.

Dlaczego czujniki jednorazowe Philips?

- Warstwa samoprzylepna została opracowana z myślą o wyeliminowaniu podrażnień i ucisku na czułą skórę.
- Przeprowadzono testy i potwierdzono przydatność do stosowania z monitorami pacjenta Philips i niektórymi monitorami Nellcor®.

Prostota stosowania

Łatwość mocowania i zmiany lokalizacji.

Komfort

Nasze czujniki są lekkie i wszechstronne w stosowaniu.

Kompatybilność

Jedno- i wielorazowe czujniki Philips zostały poddane testom i zakwalifikowane do stosowania z monitorami pacjenta Philips (dawniej HP i Agilent), wykorzystującymi opracowany przez Philips algorytm FAST-SpO₂.

Czujniki Philips dają jeszcze większą wolność wyboru, gdyż zostały również poddane testom i zaakceptowane do stosowania z niektórymi monitorami Nellcor®.



Złącze Philips



Złącze 9-stykowe Nellcor



Dorośli



Dzieci



Czujnik zaciskowy na ucho



Zacisk



Noworodki



Niemowlęta

Dlaczego czujniki wielorazowe Philips?

- Mogą być stosowane u wielu pacjentów, co obniża koszty monitorowania SpO₂.
- Posiadają 12-o miesięczną gwarancję.
- Opatentowana budowa typu „soft-glove” zapewnia silne mocowanie i wyjątkowy komfort.
- Czujnik zaciskowy na palec jest elastyczny, dzięki czemu pasuje na każdy palec.
- Czyszczenie przez zanurzenie i wycieranie zmniejsza prawdopodobieństwo krzyżowego przeniesienia infekcji.
- Wszystkie czujniki nie zawierają lateksu.
- Przeprowadzono testy i potwierdzono przydatność do stosowania z monitorami pacjenta Philips i niektórymi monitorami Nellcor®.

**Philips Medical Systems stanowi część Royal
Philips Electronics**

Czy są Państwo zainteresowani?

Czy chcieliby Państwo wiedzieć więcej na temat
naszych pobudzających wyobraźnię produktów?
Prosimy o skontaktowanie się z nami. Oczekujemy na
Państwa opinie.

W sieci:

www.medical.philips.com

Poprzez e-mail:

medical@philips.com

Telefaksem:

+31 40 27 64 887

Pocztą:

Philips Medical Systems
Global Information Center
P.O. Box 1286
5602 BG Eindhoven
Holandia

Telefonicznie:

Azja
Tel.: +852 2821 5888

Europa, Środkowy Wschód, Afryka
Tel.: +49 7031 463 2254

Ameryka Łacińska
Tel.: +55 11 2125 0764

Ameryka Północna
Tel.: +1 800 722 9377



© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Philips Medical Systems Nederland B.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i(lub) zaprzestania produkcji każdego produktu w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia bądź jakichkolwiek zobowiązań, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z wykorzystania tej publikacji.

Wydrukowano w Holandii.
4522 962 17557/864 * AUG 2006