



Wielu pacjentów Wiele monitorów Jedno rozwiązanie

JEDNORAZOWE MANKIETY - NOWY STANDARD OPIEKI DLA JEDNEGO PACJENTA

Jednorazowe mankiety do pomiarów ciśnień dla jednego pacjenta Philips pozwolą Ci lepiej opiekować się Twoimi pacjentami, wymagającymi automatycznego monitorowania NIBP. Nasz system trwałych mankietów i adapterów umożliwia podłączenie do dowolnego monitora NIBP, niezależnie od tego, kto jest jego producentem. Użytkownik ma możliwość wyboru spośród szerokiej oferty modeli z jednym i dwoma przewodami doprowadzającymi. Wszystkie nie zawierają lateksu i są wyjątkowo wygodne. Wszystkie są dostępne w całym zakresie rozmiarów zgodnych z AHA, dzięki czemu są odpowiednie dla każdego pacjenta. Wszystkie są proste w użyciu. I wszystkie pochodzą z jednego, wiarygodnego źródła - od firmy Philips.

Jednorazowe, miękkie mankiety NIBP dla jednego pacjenta

Miękka, wykonana z tkaniny zbliżonej do flaneli powłoka, sprawia że akcesoria te są wyjątkowo wygodne. Są one dostarczane ze zintegrowanym workiem, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla sal operacyjnych, sal pomocy doraźnej, pracowni badań naczyniowych, izolatek i innych oddziałów, na których konieczne jest stosowanie akcesoriów jednorazowego użytku.

- Miękki w dotyku materiał, zapewniający pacjentowi większy komfort
- Możliwość podłączenia do większości systemów monitorujących innych producentów i ręcznych sfigmomanometrów
- Pełny zakres zgodnych z AHA rozmiarów dla dorosłych i dzieci
- Barwne i czytelne oznakowanie rozmiarów ułatwia i przyspiesza pracę



- Modele z jednym i dwoma przewodami doprowadzającymi
- Łatwy w użyciu wskaźnik zakresu ułatwia prawidłowe dobranie rozmiaru mankieta
- Konstrukcja z centralnym workiem zapewnia komfortowe stosowanie zarówno na prawym, jak i na lewym ramieniu
- Nie zawierają lateksu

Mankiet z jednym przewodem	Mankiet z dwoma przewodami	Rozmiar mankieta/ kolor	Obwód (cm)	Szerokość worka	Długość worka	Ilość w opak.
M4572A	M4582A	Dla niemowląt (pomarańczowy)	9,0–15,0	5,4 cm 2,1 cala	12,3 cm 4,8 cala	10
M4573A	M4583A	Dla dzieci (zielony)	15,0–21,5	8,0 cm 3,1 cala	18,1 cm 7,1 cala	10
M4574A	M4584A	Dla dorosłych, mały rozmiar (jasnoniebieski)	20,5–28,5	10,6 cm 4,2 cala	23,9 cm 9,4 cala	10
M4575A M4576A	M4585A M4586A	Dla dorosłych (niebieski) Dla dorosłych, bardzo długi	27,5–36,5	13,5 cm 5,3 cala	30,7 cm 12,1 cala	10
M4577A M4578A	M4587A M4588A	Dla dorosłych, duży (ciemnoczerwony) Dla dorosłych duży, bardzo długi	35,5–46,0	17,0 cm 6,7 cala	38,6 cm 15,2 cala	10
M4579A	M4589A	Na udo (brązowy)	45,0–56,5	21,0 cm 8,3 cala	47,5 cm 18,7 cala	10

Jednorazowe mankiety NIBP dla jednego pacjenta


Jednorazowe mankiety Philips są właściwym wyborem dla oddziałów, na których ryzyko krzyżowego przeniesienia zakażenia jest wysokie bądź gdy mankiety narażone są na silne zabrudzenia, jak na salach operacyjnych i salach pomocy doraźnej. Można liczyć na ich trwałość przez cały okres pobytu pacjenta na oddziale.

- Możliwość podłączenia do większości systemów monitorujących innych producentów (poza noworodkowymi)
- Pełny zakres rozmiarów dla dorosłych i dzieci
- Gładka powierzchnia i lekki materiał podnoszą komfort użytkowania
- Większą trwałość zapewnia użycie trwałego winylu
- Pojedynczy przewód doprowadzający
- Nie zawierają lateksu

Jednorazowe mankiety NIBP dla jednego pacjenta



Jednorazowe mankiety NIBP noworodkowe dla jednego pacjenta



Jednorazowe mankiety NIBP dla jednego pacjenta

Mankiet z jednym przewodem	Wielkość	Obwód kończyny (cm)	Szerokość worka	Długość worka	Ilość w opak.
M1874A	Niemowlęta	10,0–15,0	5,8 cm 2,3 cala	15,4 cm 6,1 cala	10 sztuk/op. (2 pudełka po 5 sztuk)
M1875A	Dzieci	14,0–21,5	8,4 cm 3,3 cala	22,0 cm 8,7 cala	
M1876A	Dla dorosłych, mały rozmiar	20,5–28,0	11,0 cm 4,3 cala	24,1 cm 9,5 cala	
M1877A	Dorośli	27,0–35,0	13,5 cm 5,3 cala	28,0 cm 11,0 cali	
M1878A	Dla dorosłych, duży rozmiar	34,0–43,0	16,5 cm 6,5 cala	35,0 cm 13,8 cala	
M1879A	Na udo	42,0–54,0	20,7 cm 8,1 cala	42,8 cm 16,9 cala	

Jednorazowe mankiety NIBP noworodkowe dla jednego pacjenta

Mankiet z jednym przewodem	Wielkość	Obwód kończyny (cm)	Szerokość worka	Długość worka	Ilość w opak.
M1866A	1	3,1–5,7	2,5 cm 1,0 cal	6,4 cm 2,5 cala	20 sztuk/op. (2 pudełka po 10 sztuk)
M1868A	2	4,3–8,0	3,2 cm 1,3 cala	7,3 cm 2,9 cala	
M1870A	3	5,8–10,9	4,2 cm 1,7 cala	10,0 cm 3,9 cala	
M1872A	4	7,1–13,1	5,1 cm 2,0 cala	11,9 cm 4,7 cala	
M1596B	Przewód łączący mankieta noworodkowego NIBP do stosowania wyłącznie z mankietai noworodkowymi. Długość 4,92' (1,5m)				1
M1597B	Przewód łączący mankieta noworodkowego NIBP do stosowania wyłącznie z mankietai noworodkowymi. Długość 9,84' (3,0m)				1

Nota: „Latex” odnosi się do suchej, naturalnej gumy lub naturalnej gumy lateksowej.

MANKIETY NIBP I ADAPTERY OD PHILIPS POZWALAJĄ NA SZEROKIE MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ

Philips Medical Supplies oferuje obecnie jeden szeroki system mankietów i adapterów, umożliwiający ich podłączenie do większości monitorów NIBP, nawet niewyprodukowanych przez Philips. Wystarczy odnaleźć nazwę producenta i model systemu nieinwazyjnego monitorowania ciśnienia krwi, aby ujrzeć

które mankiety i adaptery stanowią idealny wybór. Adaptery te mocuje się do złącza przewodu doprowadzającego monitora, co eliminuje możliwość pomyłki.

Nie było lepszej okazji, aby ujednoczyć stosowane rozwiązania za pomocą mankietów NIBP Philips.

WYKONAJ JEDNO PEWNE POŁĄCZENIE

Stosując tę markę monitora z pojedynczym przewodem doprowadzającym	wyberz ten adapter	do połączenia z tymi mankietami NIBP od Philips (poza rozmiarami noworodkowymi)
Większość modeli ze złączem gwintowanym typu żeńskiego: • Welch-Allyn	1-przewodowy adapter M4550A 2-przewodowy adapter rozgałęźny M4551A	1-przewodowy mankiet Wszystkie jedno- i wielorazowe modele od Philips 2-przewodowy mankiet Modele wielorazowych mankietów z powłoką przeciwbakteryjną oraz przeznaczone dla jednego pacjenta modele jednorazowe tylko serii M45xx
Większość modeli z szybkozłączką typu żeńskiego: • Nihon Kohden	1-przewodowy adapter M4560A 2-przewodowy adapter rozgałęźny M4561A	1-przewodowy mankiet Wszystkie jedno- i wielorazowe modele od Philips 2-przewodowy mankiet Modele wielorazowych mankietów z powłoką przeciwbakteryjną oraz przeznaczone dla jednego pacjenta modele jednorazowe tylko serii M45xx
Większość modeli ze złączem Luer (z blokadą) typu żeńskiego: • Monitory Drager • Defibrylatory Medtronic Physio-Control	1-przewodowy adapter M4570A 2-przewodowy adapter rozgałęźny M4571A	1-przewodowy mankiet Wszystkie jedno- i wielorazowe modele od Philips 2-przewodowy mankiet Modele wielorazowych mankietów z powłoką przeciwbakteryjną oraz przeznaczone dla jednego pacjenta modele jednorazowe tylko serii M45xx
Większość modeli ze złączem Luer (z blokadą): • Colin • Datascope-Passport	1-przewodowy adapter M4590A 2-przewodowy adapter rozgałęźny M4595A	1-przewodowy mankiet Wszystkie jedno- i wielorazowe modele od Philips 2-przewodowy mankiet Modele wielorazowych mankietów z powłoką przeciwbakteryjną oraz przeznaczone dla jednego pacjenta modele jednorazowe tylko serii M45xx
Większość modeli z szybkozłączką typu męskiego: • Welch-Allyn Protocol (uprzednio Protocol Systems) • Defibrylatory Zoll • Zymed Pressure Trak	1-przewodowy adapter M4591A 2-przewodowy adapter M4596A	1-przewodowy mankiet Wszystkie jedno- i wielorazowe modele od Philips 2-przewodowy mankiet Modele wielorazowych mankietów z powłoką przeciwbakteryjną oraz przeznaczone dla jednego pacjenta modele jednorazowe tylko serii M45xx
Większość modeli ze złączem bagnetowym: • Philips (uprzednio Agilent/HP) • Criticare • Datascope-Accutorr • Spacelabs • Siemens • Mindray	Dla 1-przewodowego nie potrzeba adaptera 2-przewodowy adapter M4594A	1-przewodowy mankiet Wszystkie jedno- i wielorazowe modele od Philips 2-przewodowy mankiet Modele wielorazowych mankietów z powłoką przeciwbakteryjną oraz przeznaczone dla jednego pacjenta modele jednorazowe tylko serii M45xx

DLACZEGO PHILIPS?

Mankiety NIBP od Philips zostały zaprojektowane z myślą o spełnieniu różnorodnych potrzeb użytkowników, w zakresie monitorowania NIBP. Nasze ceny wychodzą naprzeciw aktualnym możliwościom finansowym placówek opieki medycznej. Co najważniejsze, nasze mankiety NIBP są projektowane i wytwarzane z wykorzystaniem tych samych standardów, które zapewniają aparaturze medycznej Philips jej świetną reputację pod kątem niezawodności i możliwości.

POZA MANKIETAMI

Philips konstruuje i wytwarza ponad 500 artykułów zaliczanych do medycznych materiałów zużywalnych/eksploatacyjnych — wykaz ich jest dostępny w Internecie pod adresem <http://shop.medical.philips.com>.

Można również skontaktować się telefonicznie z przedstawicielem działu sprzedaży Philips.

Zaznaj wygodę jaką daje zaopatrywanie się w najważniejsze medyczne akcesoria i materiały eksploatacyjne z jednego źródła.

WYKONAJ JEDNO PEWNE POŁĄCZENIE

Stosując tę markę monitora z podwójnym przewodem doprowadzającym	Wybierz ten adapter	Do połączenia z tymi dwuprzewodowymi mankietaми NIBP
Większość modeli z szybkozłączką typu męskiego: • GE (Marquette)	2-przewodowy adapter M4592A	2-przewodowy mankieta Modele wielorazowych mankietaów z powłoką przeciwbakteryjną oraz przeznaczone dla jednego pacjenta modele jednorazowe tylko serii M45xx
Większość modeli z szybkozłączką ze złączami typu męskiego i damskiego: • Datex/Ohmeda	2-przewodowy adapter M4593A	2-przewodowy mankieta Modele wielorazowych mankietaów z powłoką przeciwbakteryjną oraz przeznaczone dla jednego pacjenta modele jednorazowe tylko serii M45xx
Większość modeli ze złączem gwintowanym typu Critikon: • CAS • GE (Critikon) • MDE • Welch-Allyn	Adapter nie jest potrzebny	2-przewodowy mankieta Modele wielorazowych mankietaów z powłoką przeciwbakteryjną oraz przeznaczone dla jednego pacjenta modele jednorazowe tylko serii M45xx

ZESTAW Z GRUSZKĄ I ZAWOREM DLA RĘCZNYCH SFIGMOMANOMETRÓW

W celu podłączenia do ręcznego sfigmomanometru wybierz ten zestaw:	Do połączenia z tymi dwuprzewodowymi mankietaми NIBP
Zestaw gruszki i zaworu M4580A (do podłączenia do mankietaów Philips)	2-przewodowy mankieta Modele wielorazowych mankietaów z powłoką przeciwbakteryjną oraz przeznaczone dla jednego pacjenta modele jednorazowe tylko serii M45xx
Wymienne przewody spiralne M4581A	

Przewód łączący Philips dla wszystkich mankietaów NIBP dla dorosłych i dzieci

Produkt	Długość	Ilość w opak.
M1598B	5' (1,5m)	1
M1599B	10' (3,0m)	1

Przewody łączące Philips dla monitorów A1/A3

Produkt	Długość	Ilość w opak.
M3918A	10' (3,0m)	1

(Podłączany do monitora; nie można stosować z mankietaми noworodkowymi).



Philips Medical Systems stanowi część Royal Philips Electronics

<http://shop.medical.philips.com>
email: medical@philips.com
fax: +31 40 27 64 887

Stany Zjednoczone:
(800) 225-0230

Kanada:
(800) 291-6743

Europa, Środkowy Wschód, Afryka:
(+49) 7031 463 1552

PHILIPS Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 5710489
Fax: +48 22 5710499
mail: cmsmedical@philips.com

N.V. 2003. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie w całości bądź części, bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia od właściciela praw autorskich jest zabronione.
Wydrukowano w U.S.A.,
1 lipca 2003
5990-0527EN Rev. B

Philips Medical Systems Nederland B.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i (lub) zaprzestania produkcji każdego produktu w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia i jakichkolwiek zobowiązań, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z wykorzystania tej publikacji.